

## 鉱物や無機物、微粒子などの吸着移動に !!



■マイクロピペット（ガラスツール）を接続すれば、5  $\mu\text{m}$ 程度の試料の吸着採取が可能となります。

■ガラス・金属プローブでピックアップが難しい無機物（金属片等）も、このセットを使用すれば、ピックアップ後、SEM用カーボンテープなどの指定場所にリリースすることができます。

■標準でマイクロピペットセットが付属していますのですぐにご使用可能です。マイクロピペットは多彩なサイズをラインナップしていますので対象物に合わせて選択できます。（オプション）

■また、ジョイントを差し替えればエアブローアとしても活用できますので、切削中に出た屑を吹き飛ばすことも可能です。

### 《セット内容》 VP-SET3

- ①ポンプ本体 ②シリコンチューブ（1m）
- ③マイクロピペットハンドル（MPH）
- ④マイクロピペットセット（MP-SET：内径5 $\mu\text{m}$ 、10 $\mu\text{m}$ 、20 $\mu\text{m}$ 各2本）

### 《標準価格》

- 真空吸着ツールセット(VP-SET3)：¥130,000.-（税別）

### 《マイクロピペットラインナップ（オプション）》

- 先端内径1 $\mu\text{m}$ 、5 $\mu\text{m}$ 、10 $\mu\text{m}$ ～100 $\mu\text{m}$ (各10本入り)：¥30,000.-（税別）


※その他はご相談ください

### 《取付可能なサンプリング機器》


- アクシスプロFC
- アクシスプロSS
- サンプリングステーション
- クイックプロ
- クイックジョイ
- XYZファイン
- ラビトル3D

※AxisPro2016ソフトウェア制御対応セットもございます

## アプリケーション例（真空吸着ツールによる粒子のハンドリング）



アクシスプロによる作業の様子



粒子のハンドリングの様子  
サンプル：シリカゲル（20 $\mu\text{m}$ ）



ピペットホルダーにマイクロピペットを取り付けた状態